

Manual do Usuario - Minha Pressao

Versao de teste:

<https://valdilon.github.io/minha-pressao/>

1) Objetivo

Registrar e acompanhar pressao sistolica, diastolica e frequencia cardiaca.

2) Primeiro acesso

- Abra o link de teste
- Va em Perfil, preencha os dados e salve

3) Nova afericao

- Informe sistolica, diastolica, frequencia, data/hora e observacao (opcional)
- Salve para atualizar Dashboard, Historico e Graficos

4) Historico e graficos

- Filtre por periodo
- Edite ou exclua registros
- Acompanhe a evolucao nos graficos

5) Backup e restauracao

- Exporte em XLSX, PDF e JSON
- Importe JSON para restaurar dados

6) Instalar como app

- Desktop: icone de instalacao no Chrome/Edge
- Android: menu > Instalar app/Adicionar a tela inicial
- iPhone: Safari > Compartilhar > Adicionar a Tela de Inicio

7) Privacidade

- Dados salvos localmente no navegador
- Limpeza do navegador pode apagar registros
- Faca backup JSON periodicamente

Aviso: este app nao substitui orientacao medica.