

MINHA PRESSÃO

Manual do Usuário

Guia de utilização para registro, acompanhamento e exportação de aferições de pressão arterial.



Versão de teste disponível em:

<https://valdilon.github.io/minha-pressao/>

Documento elaborado com base na documentação fornecida e nas telas apresentadas do aplicativo.

1. Objetivo do aplicativo

O Minha Pressão foi desenvolvido para ajudar o usuário a registrar e acompanhar suas aferições ao longo do tempo. O aplicativo registra pressão sistólica, pressão diastólica e frequência cardíaca, além de disponibilizar histórico, gráficos e recursos de exportação e importação de dados.

Principais informações registradas

- Pressão sistólica, em mmHg
- Pressão diastólica, em mmHg
- Frequência cardíaca, em BPM
- Data e hora da aferição
- Observação opcional

2. Primeiro acesso

1. Acesse a versão de teste do aplicativo.
2. Abra a seção Perfil pelo menu principal.
3. Preencha os dados básicos solicitados e salve.

Sem o preenchimento do perfil, o aplicativo pode apresentar um aviso antes de permitir novos registros.

3. Conhecendo o Dashboard

O Dashboard apresenta um resumo das informações registradas. Na tela principal são exibidos o total de registros e as médias de pressão sistólica, pressão diastólica e frequência cardíaca. Também há acesso direto ao registro de uma nova aferição.




Figura 1. Tela inicial do Minha Pressão, com o Dashboard e os principais indicadores.

4. Como registrar uma aferição

Para registrar uma nova medição, acesse **Nova aferição** pelo menu ou utilize o botão **Registrar aferição** disponível no Dashboard.

Preencha os campos solicitados:

1. Pressão sistólica, em mmHg.
2. Pressão diastólica, em mmHg.
3. Frequência cardíaca, em BPM.
4. Data e hora, quando necessário.
5. Observação, opcional.

Após salvar, a aferição passa a integrar o Dashboard, o Histórico e os Gráficos.

5. Consulta do histórico

A seção **Histórico** permite consultar os registros armazenados. É possível definir uma data inicial e uma data final, escolher a ordem de apresentação e visualizar as informações de cada aferição.

Histórico

Exportar ▾

Data inicial

01/08/2026

Data final

11/08/2026

Ordenação

Mais recentes primeiro ▾

Data e hora	Pressão	FC	Classificação
09/08/2026, 14:24	137/80 mmHg	73 BPM	Hipertensão estágio
08/08/2026, 09:19	140/85 mmHg	80 BPM	Hipertensão estágio
07/08/2026, 17:29	147/94 mmHg	72 BPM	Hipertensão estágio
07/08/2026, 17:23	137/86 mmHg	76 BPM	Hipertensão estágio

Minha Pressão — uso pessoal. Não substitui orientação médica.

Figura 2. Tela Histórico, com filtros de período, ordenação e registros de pressão.

A tabela apresenta data e hora, pressão, frequência cardíaca e classificação. O histórico também permite editar ou excluir registros, conforme a documentação do aplicativo.

6. Exportação e backup

No Histórico, o botão **Exportar** disponibiliza quatro opções. Os recursos permitem gerar relatórios para consulta e manter uma cópia dos dados.

 **Minha Pressão**

Histórico

Exportar ▾

Data inicial

01/08/2026

Data final

11/08/2026

Ordenação

Mais recentes primeiro ▾

✕ Exportar XLSX

📄 Exportar PDF

↓ Fazer backup JSON

↑ Importar backup JSON

Data e hora	Pressão	FC	Classificação
09/08/2026, 14:24	137/80 mmHg	73 BPM	Hipertensão estágio
08/08/2026, 09:19	140/85 mmHg	80 BPM	Hipertensão estágio
07/08/2026, 17:29	147/94 mmHg	72 BPM	Hipertensão estágio
07/08/2026, 17:23	137/86 mmHg	76 BPM	Hipertensão estágio

Figura 3. Menu de exportação e backup.

Opção	Finalidade
-------	------------

Exportar XLSX	Gera uma planilha com os dados registrados.
Exportar PDF	Gera um relatório de pressão arterial para consulta e compartilhamento.
Fazer backup JSON	Cria um backup completo dos dados do aplicativo.
Importar backup JSON	Restaura dados a partir de um arquivo JSON gerado pelo próprio aplicativo.

Recomendação: faça backups em JSON periodicamente. O arquivo JSON é a forma indicada na documentação para restaurar os dados posteriormente.

7. Relatório em PDF

O relatório em PDF reúne os dados do paciente, estatísticas e uma tabela detalhada das aferições, incluindo data e hora, valores sistólicos e diastólicos, frequência cardíaca e observações.

Relatório de Pressão Arterial

Emitido em: 11/08/2026, 16:09

Dados do paciente

Nome: 

Sexo: Masculino

Idade: 60 | Peso: 95 kg | Altura: 1.72 m

IMC: 32.1

Estatísticas

Registros: 4 | Médias: 140.3/86.3 mmHg | FC: 75.3 BPM

Data e hora	Sistólica	Diastólica	FC	Observações
09/08/2026, 14:24	137	80	73	Após almoço
08/08/2026, 09:19	140	85	80	Após café da manhã
07/08/2026, 17:29	147	94	72	Após movimentação
07/08/2026, 17:23	137	86	76	Após trabalho

Figura 4. Exemplo de relatório PDF, com o nome do paciente ocultado nesta versão do manual.

8. Gráficos

A seção **Gráficos** apresenta a evolução da pressão arterial e da frequência cardíaca ao longo do tempo. Os gráficos ajudam a visualizar a variação dos registros e complementam a consulta ao histórico.

9. Perfil

A seção **Perfil** é utilizada para preencher e manter os dados básicos do usuário. Essas informações também podem aparecer no relatório exportado em PDF.

10. Instalação como aplicativo, PWA

Como a aplicação está disponível em HTTPS pelo GitHub Pages, ela pode ser instalada como aplicativo em dispositivos compatíveis.

No computador, Chrome ou Edge

1. Abra a aplicação.
2. Utilize o ícone de instalação na barra de endereço ou o menu do navegador e escolha a opção para instalar o aplicativo.
3. Confirme a instalação.

No Android, Chrome ou Edge

1. Abra a aplicação no navegador.
2. Toque no menu de três pontos.
3. Selecione **Instalar app** ou **Adicionar à tela inicial**.
4. Confirme.

No iPhone ou iPad, Safari

1. Abra a aplicação no Safari.
2. Toque em **Compartilhar**.
3. Toque em **Adicionar à Tela de Início**.

11. Uso offline

Depois da primeira carga completa, o aplicativo pode funcionar offline em muitos cenários. Na primeira utilização, é necessário acessar a aplicação com internet para carregar os recursos.

12. Privacidade e armazenamento

Os dados são armazenados localmente no navegador do dispositivo. A limpeza dos dados do navegador pode apagar os registros. A troca de aparelho ou de navegador não transfere automaticamente os dados.

Para reduzir o risco de perda de informações, mantenha cópias de backup em JSON.

13. Solução rápida de problemas

Não aparece a opção de instalar o aplicativo

Verifique se a aplicação foi aberta usando HTTPS. Recarregue a página e aguarde alguns segundos. Também é recomendável testar no Chrome ou Edge, no computador ou Android, ou no Safari em iPhone e iPad.

Os dados desapareceram

Verifique se houve limpeza dos dados do navegador. Se existir um backup JSON, utilize a opção **Importar backup JSON** para restaurar os dados.

O gráfico está vazio

Confirme se existem registros dentro do período selecionado.

14. Aviso importante

O Minha Pressão é uma ferramenta de apoio ao acompanhamento pessoal. Conforme a documentação fornecida, o aplicativo não substitui avaliação, diagnóstico ou orientação médica.

Versão de teste: <https://valdilon.github.io/minha-pressao/>

Fonte principal: documentação fornecida pelo usuário e telas do aplicativo apresentadas nesta conversa.